

<b>Deney No</b> :
<b>Deneyin Adı</b> : Amonyakla Fıskiye Yapımı
<b>DeneySEL Metot</b> :
<b>Araç ve Gereçler</b> : Amonyak, Damıtık su, Beher, İnce cam boru, Damlalık, İki delikli plastik tıpa, Fenalfitalin indikatörü, Yuvarlak tabanlı deney balonu, Destek çubuğu ve kısıkaç
<b>Uygulama</b> <p>Plastik tıpaya ince cam boru ve içine su alınmış damlalık takılır. Deney balonuna bir miktar amonyak konulur. Tıpa ile deney balonunun ağzı kapatılır. Deney balonundaki amonyak ısıtılarak buharlaştırılır. Behere damıtık su konulur. Birkaç damla fenalfitalin suya damlatılır. Deney balonu ters çevrilerek suya daldırılır. Damlalıktaki su Deney balonuna sığıldığında pembe renkli fıskiye oluşmaya başlamış demektir.</p>